

2種類の抗体を混ぜちゃいました！




良性乳管内増殖病変・非浸潤性乳癌・浸潤性乳癌
の鑑別に有用なカクテル抗体です

p63(核)+CK14(細胞質)



Diff-MML Cocktail

Differentiation of Mammary Lesions ディフエムエムエルカクテル抗体


良性病変の二相性と非浸潤性乳癌(DCIS/LCIS)の筋上皮の確認が可能です。



正常乳管内、乳管内癌と浸潤癌
Diff-MMLカクテル抗体染色画像



乳頭状増殖する腺症
Diff-MMLカクテル抗体染色画像



ラインナップ

品名：Diff-MML Cocktail
7.0ml 品番：KT-21009
3.5ml 品番：KT-21010

サンプル請求はこちらまで



p63…筋上皮細胞の核に陽性を示す

CK14…良性増殖の乳管内上皮細胞の
細胞質に陽性を示すことが多い



株式会社
パソロジー研究所

〒930-0871 富山市下野16番地 新産業支援センター305号室

TEL:076-411-8088 / FAX:076-444-0017

Mail:info@pathoken.com