


メラノーマの鑑別に有用な
カクテル抗体。



Melanoma Cocktail

New!!

メラノーマカクテル抗体

Melanoma Cocktail

メラノーマカクテル抗体
SOX10(核)+HMB45(細胞質)

開発者(病理医)の声

抗体選びや染色待ちのイライラから解放します!!

多くはないが、それなりの頻度で入ってくるメラノーマとの鑑別。どの抗体を選ぶか悩み、はっきりせず新たな染色を加え、判断に遅れが出ることがあります。そんな問題を解決してくれるスクリーニングと診断の補助を兼ねたカクテル抗体が欲しいと考え、開発に至りました。最善のクローンを見つけるまでに時間がかかりましたが、苦勞の末生み出したのでぜひお試しください!

SOX10 :

メラノサイトの発生に重要な役割を果たす転写因子で、メラノーマの信頼できるマーカー



HMB45 :

メラノーマ腫瘍細胞で過剰発現している糖蛋白





希釈作業不要・作業負担の軽減

メラノーマ(色素非産生)ヒト皮膚組織



メラノーマ(色素産生)ヒト皮膚組織



色素貪食組織球

悪性黒色腫(メラノーマ)の診断は、HE染色を基本に免疫染色でメラノサイトの不規則な増殖を確認する必要があります。メラノーマカクテル抗体は、一度の染色で増殖するメラノサイトを同一切片上で核(SOX10)と細胞質(HMB45)で確認することが可能です。原発不明がんで常に考慮する必要のあるメラノーマの鑑別に有用な商品です。



サンプル請求はこちらまで



商品名: Melanoma Cocktail
(メラノーマカクテル抗体)
ラインナップ

7.0ml品番: MKT-23001
3.5ml品番: MKT-23002

株式会社
パソロジー研究所

パソロジー研究所

検索

〒930-0871

富山市下野16番地 新産業支援センター305号室

TEL:076-411-8088 / FAX:076-444-0017

Mail:info@pathoken.com

2023.05